

pathoZoom® Scan



smart in media
the pathologists' company

Mit **PathoZoom® Scan** als Teil des führenden Systems **PathoZoom® Scan & LiveView** bringen Sie Ihr Mikroskop in die Welt der Digitalen Pathologie. Innerhalb von unter einer Minute können Sie das Präparat unter Ihrem Mikroskop manuell scannen, hochladen und an Ihre Kollegen überall auf der Welt per Link oder QR Code verschicken. Die Features im Überblick:

SCANS IN BESTER QUALITÄT

- Scannen Sie Ihre Objektträger für den Austausch mit Kollegen durch normales Bewegen des Mikroskoptisches innerhalb einer Minute
- Dank der hochwertigen PathoZoom® Kamera, die über den C-Mount an jedem Mikroskop befestigt werden kann, erhalten Sie hochqualitative Bilder, die denen von teuren Scannern in keiner Weise nachstehen
- Entscheiden Sie selbst, wie viel und was Sie vom Präparat scannen und teilen möchten
- Speichern Sie die Scans auf Ihrer Festplatte oder laden Sie sie in die PathoZoom® SlideCloud, um sie dauerhaft als Whole Slide Image zu speichern
- Dank automatisch arbeitenden Bildkorrekturoptionen ist die Qualität immer hervorragend

IHR NUTZEN

GESCHWINDIGKEIT

- Scannen Sie innerhalb von Sekunden durch Bewegen Ihres Mikroskoptisches
- Hochladen des gescannten Präparats auch nur innerhalb weniger Sekunden

QUALITÄT

- Gleiche Qualität der Präparateansicht wie über einen teuren Scanner


SERVICE

- Automatische Software-Updates
- Support-Hotline

SCHRITTWEISE EINSTEIGEN

- Günstige Lösung für den schrittweisen Einstieg in die Digitale Pathologie





pathoZoom® Scan



LEISTUNGSSTARKE SLIDECLOUD

- Kostenloser Zugriff auf die PathoZoom® SlideCloud
- Annotieren und messen Sie in den hochgeladenen Präparaten und teilen Sie all dies mit Ihren Kollegen per Link oder QR-Code
- Fügen Sie Ihrem Scan Tags hinzu, um ihn und weitere Scans zu klassifizieren und einfacher wiederzufinden

MEDIZINPRODUKT

Entsprechend den Verordnungen für Medizinprodukte (MDR - 2017/745) und In-vitro-Diagnostika (IVDR - 2017/746) erfüllt PathoZoom® Scan mit seinem Measurement-Tool die Anforderungen der IVDR und ist mit einem CE-Label gekennzeichnet.

EINFACH & SCHNELL



Out
of the
box

plug
& play



WILLKOMMEN

Smart In Media AG
Gleueler Straße 249
50935 Köln
T +49 (0)221 999943-00
info@smartinmedia.com

www.smartinmedia.com